taxon-utils之将物种分类归并到指定更高层分类等级: bin

一、atlas-utils bin介绍

功能描述:

atlas-utils bin 可以将 NCBI 物种分类等级归并到指定更高等级, 比如都归并到 phylum 水平.

命令行接口:

可选参数:

1 -1 字符串 指定物种分类水平,默认为种水平

二、使用场景实例及其用法

使用场景经典案例:

宏基因组数据分析:将所有的 reads 都 bing 到指定分类等级。

示例演示:

示例文件在: data 目录

示例文件: classify.txt.gz, taxon.map.gz

1 \$ zcat classify.txt.gz | head -n 6

```
A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:12943:1016 25457 150|149 0:22 25457:4
0:7 25458:5 0:78 |:| 3:4 3343:5 8109:2 25457:5 25460:1 25457:6 25693:5 0:48
25458:2 0:1 3343:2 14694:7 3343:10 3:5 0:12
       A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:12337:1031 18331 150|149 0:60 31294:5
0:25 18331:3 0:23 |:| 0:93 18331:3 0:19
      A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:16866:1047 8364 150|150 0:17 20367:2
35825:1 0:8 3:4 20616:5 3:1 4523:5 3:3 0:9 3:5 0:19 27173:2 0:12 27173:2 0:21
|:| 0:2 2878:3 24660:5 28576:3 30576:2 3:13 0:9 2483:17 27170:3 2483:2
27170:5 3:6 8364:3 3:7 8364:3 27172:2 8364:5 27172:6 171:5 0:15
       A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:22742:1047 23158 150|150 0:82 23158:4
0:30 |:| 0:116
       A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:28664:1063 559
                                                      150 | 150 0:22 559:3
0:7 171:5 0:79 |:| 0:116
       A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:20473:1094 25986 150|150 0:45 25986:3
0:68 |:| 0:116
```

注意事项: classify 文件为 Kraken2 分类的结果,第一列为标识符: C: 可以分类的序列, U: 不能分类的序列,第三列为分类的 Taxonomy ID,可以为 NCBI 分类号或者使用 GTDB 的自定义分类号,正常我们只需要第二列和第三列。

```
1 | $ zcat taxon.map.gz | head -n 6
```

```
1
                 no rank root
                              root
2
  2
          1
                 superkingdom
                              Archaea root
                 superkingdom Bacteria
3
  3
          1
                                            root
          3
                 phylum 4572-55 Bacteria
4
  4
5
  5
          3
                 phylum AABM5-125-24 Bacteria
  6
                 phylum AB1-6 Bacteria
6
```

示例文件:

将所有的分类 bin 到 class 分类水平, 输入文件要求两列, 第一列为标识符, 第二列为分类编号;

```
1 | $ zcat classify.txt.gz | grep -P "^C" | cut -f2,3 | head -n 6
```

```
1 A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:12943:1016 25457
2 A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:12337:1031 18331
3 A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:16866:1047 8364
4 A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:22742:1047 23158
5 A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:28664:1063 559
6 A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:20473:1094 25986
```

```
1 $ zcat classify.txt.gz | grep -P "^C" | cut -f2,3 | head -n 6 | taxon-utils bin -l class taxon.map.gz -
```

```
1 A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:12943:1016 265
                                                  Eremiobacteria
2
   A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:12337:1031 283
                                                  Gemmatimonadetes
3
  A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:16866:1047 171
                                                  Actinobacteria
4
  A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:22742:1047 175
                                                 Alphaproteobacteria
5
  A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:28664:1063 171
                                                 Actinobacteria
   A01050:204:HF7FGDSXY:4:1101:20473:1094 171
                                                  Actinobacteria
```

本文材料为 BASE (Biostack Applied bioinformatic SEies) 课程 Linux Command Line Tools for Life Scientists 材料,版权归上海逻捷信息科技有限公司所有。

Last Update: 2020-08-10 11:56 AM