

# fastx-utils之拆分文件：shred

## 一、fastx-utils shred介绍

功能描述：

`fastx-utils shred` 将长序列拆分成具有 `L` 交叠长度的序列集合。

命令行接口：

```
1 $ fastx-utils shred
2
3 Usage: fastx-utils shred <fasta> <length> <overlap>
```

## 二、使用场景实例及其用法

使用场景经典案例：

1. 454 Newber基因组组装软件，只支持长度小于2000bp序列，多基因组组装可将Contigs序列打断成有一定长度，比如100bp 交叠的序列群。

示例演示：

示例文件： `CP004075.fasta`

```
1 $ cat CP004075.fasta | seqtk seq -l 80 | head -n 8
```

```
1 >CP004075.1 Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. HD73 plasmid pHT8_2,
  complete sequence
2 ATTTAAAGGGGCGTAAAGCGTGCTACAAGGGACACAAAACGTGCCACAAAAGTGCTTTAAACGTACACAAAACGGGC
  TAC
3 AAAGCCCCAAAAGGCATCCCGTAATTCACAAAATAGAAACCAATAGGCTCAGCCTATTTCACTTTTTTTTATAA
  AAT
4 GGGATTCGGTTTCCTTATGCTCTTCTTTAAAAAAGGTTTATATGGCTTTTTAAGCTGGTAAATATTTTGTATTAAA
  AAA
5 AGAAAATGCAGGATAAGGAGAGGGACACAGTTGTGTCTACGTGTATCAGTCAAAGCCTGATAGAATAATTTTTCATT
  GTG
6 TACAGAGTTGTGACCACGATTGAAAAAGGAATGCGTTTTGTGGTCACAAAACATTTATAAGGTCTATTTTACTAAT
  GTT
7 TTGATGTAGCCTTACTAATAGATCCGACAGATTAAATAATTAATGTTTGTGGCAATTAGCGAGGAATGGCGAAGATT
  AGG
8 GAAGACATTTTTTGAAGTATATTGGGGCGAAGTATTAAGATTTTTATCCAAGTAATCGTTATAAAAAAATCAAAATG
  AAA
```

运行命令： 模拟 100bp 长度, 20bp 交叠

```
1 $ fastx-utils shred CP004075.fasta 100 20 | head -n8
2 >CP004075.1_1
3 ATTTAAAGGGGCGTAAAGCGTGCTACAAGGGACACAAAACGTGCCACAAAAGTGCTTTAAACGTACACAAAACGGGC
  TACAAAGCCCCAAAAGGCATCCC
4 >CP004075.1_2
5 AAAGCCCCAAAAGGCATCCCGTAATTCACAAAATAGAAACCCAATAGGCTCAGCCTATTTTCATCACTTTTTTTATAA
  AATGGGATTTCGGTTTCCTTATGC
6 >CP004075.1_3
7 GGGATTTCGGTTTCCTTATGCTCTTCTTTAAAAAAGGTTTATATGGCTTTTAAAGCTGGTAAATATTTTGTATTAA
  AAAAGAAAATGCAGGATAAGGAG
8 >CP004075.1_4
9 AGAAAATGCAGGATAAGGAGAGGGACACAGTTGTGTCTACGTGTATCAGTCAAAGCCTGATAGAATAATTTTTCATT
  GTGTACAGAGTTGTGACCACGAT
```

本文材料为 **BASE (Biostack Applied bioinformatic SEies )** 课程 **Linux Command Line Tools for Life Scientists** 材料，版权归 上海逻捷信息科技有限公司 所有。

Last Update: 2020-08-10 11:56 AM