

fastx-utils之截断序列：truncate

一、fastx-utils truncate介绍

功能描述：

`fastx-utils truncate` 对序列进行截断操作，可指定序列长度。

命令行接口：

```
$ fastx-utils truncate

Usage: fastx-utils truncate [options] <fasta/q>

Options:
  -b      Truncate sequence from left side, default: [right]
  -d      Discard sequence short than L , default: [0]
  -l INT  Truncate sequence length to length 'L', default: [NONE]
```

可选参数：

-b	从左侧截断序列，默认为右侧；
-d	过滤掉序列长度低于指定值的序列，默认为0；
-l	截断序列到指定长度，默认为空；

二、使用场景实例及其用法

使用场景经典案例：

1. 16S 扩增子数据分析：针对454数据分析，对序列进行截断以及过滤过短序列

示例演示：

示例文件： `sequence.fastq`

```
$ cat sequence.fastq | head -n 6
```

```
@EJFW8:00682:05789
TAATACGGAGGGTGCAAGCGTTGAATCGGAATAACTGGGCGTGAAAGCAGCACGCAGGCGGTTTTGTTAAGTCAGATGT
GGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGG
TGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGACTGACGCTCAGGTG
CGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCTGGATACGTCCACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGTGCC
TTGAGGCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTCGACCGCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTA
+
//39977+//:1//849/4-3-33,33849133,3333(333337.3322222=<<:7:.444&4:5:7;=
<===9988.44(33333$3:1;9975:588;5;+//77::BBCBB?@@<99+--
-059>>>9449::333333#39991713,3<6;?;;;7703<991=887667785.../)/:)/+/.404;;
<A4;2;75;<<<,=<8777=8>>BBAAA@@@?8939@?998(7<;7777(7377?/74>69959>>7888.88(----
-992..2605.--'----448;88557277(-(---//(67<=<=?;;;7::38385:98;<166;
<<4947/////377178;;;/5499)/)/--(-1818
@EJFW8:00704:05760
TAATACGGAGGATTCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTGATAAGTTAGAGGTGAAAT
TTCGGGGCTCAACCCTGAACGTGCCTCTAATACTGTTTAGCTAGAGAGTAGTTGCGGTAGGCGGAATGTATGGTGTAGCG
GTGAAATGCTTAGAGATCATACAGAACACCGATTGCGAAGGCAGCTTACCAAATATATCTGACGTTGAGGCACGAAAGC
GTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCGTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTCGTTGTCGGCGATAACACAGTC
GGTGACTAAGCGAAAGCGATAAGTTATCACCTGGGAGTACGTTGCAAGAATG
```

运行命令:

参数选项1: 设定 `-l` 参数, 从右侧截断序列, 使得最后序列长度为 300。

```
$ fastx-utils truncate -l 300 sequence.fastq | head -n 6
```

```
@EJFW8:00682:05789
TAATACGGAGGGTGCAAGCGTTGAATCGGAATAACTGGGCGTGAAAGCAGCACGCAGGCGGTTTTGTTAAGTCAGATGT
GGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGG
TGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGACTGACGCTCAGGTG
CGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCTGGATACGTCCACGCCGTAAACGATG
+
//39977+//:1//849/4-3-33,33849133,3333(333337.3322222=<<:7:.444&4:5:7;=
<===9988.44(33333$3:1;9975:588;5;+//77::BBCBB?@@<99+--
-059>>>9449::333333#39991713,3<6;?;;;7703<991=887667785.../)/:)/+/.404;;
<A4;2;75;<<<,=<8777=8>>BBAAA@@@?8939@?998(7<;7777(7377?/74>69959>>7888.88(----
-992..2605.--'----4
@EJFW8:00704:05760
TAATACGGAGGATTCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTGATAAGTTAGAGGTGAAAT
TTCGGGGCTCAACCCTGAACGTGCCTCTAATACTGTTTAGCTAGAGAGTAGTTGCGGTAGGCGGAATGTATGGTGTAGCG
GTGAAATGCTTAGAGATCATACAGAACACCGATTGCGAAGGCAGCTTACCAAATATATCTGACGTTGAGGCACGAAAGC
GTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCGTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTCG
```

参数选项2: 设置 `-b` 参数, 从左侧开始截断序列到 300。

```
$ fastx-utils truncate -b -l 300 sequence.fna | head -n 6
```

```
@EJFW8:00682:05789
TCCCCGGGCTCAACCTGGGAAGTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAG
CGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAA
GCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCTGGATACGTCCACGCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGTGCCCTTGAG
GCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTA
+
33333$3:1;9975:588;5;+//77::BBCBB?@@@<99+--
-059>>>9449::33333#39991713,3<6;?;;;7703<991=887667785.../)/:)/+/:.404;;;
<A4;2;75;<<<,=<8777=8>>BBAAA@@@?8939@?998(7<;7777(7377?/74>69959>>7888.88(----
-992..2605.--'----448;88557277(-(---//(67<=<?;;;7::38385:98;<166;
<<4947/////377178;;;/5499)/)/--(-1818
@EJFW8:00704:05760
GTGAAATTTGGGGCTCAACCCTGAACGTGCCTCTAATACTGTTTAGCTAGAGAGTAGTTGCGGTAGGCGGAATGTATGG
TGTCGCGGTGAAATGCTTAGAGATCATACAGAACACCGATTGCGAAGGCAGCTTACCAAATATATCTGACGTTGAGGCA
CGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCGTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTCGTTGTCGGCGATAA
CACAGTCGGTGACTAAGCGAAAGCGATAAGTTATCACCTGGGAGTACGTTTCGCAAGAATG
```

参数选项3： 设置 `-d` 参数，过滤掉序列长度低于300的序列。

```
$ fastx-utils truncate -d 100 -l 300 sequence.fastq | head -n 6
@EJFW8:00682:05789
TAATACGGAGGGTGAAGCGGTTGAATCGGAATAACTGGGCGTGAAAGCAGCACGCAGGCGGTTTTGTTAAGTCAGATGT
GGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAAGTGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGG
TGTCGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGACTGACGCTCAGGTG
CGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCTGGATACGTCCACGCCGTAAACGATG
+
//39977+//:1//849/4-3-33,33849133,3333(333337.3322222=<<:7::.444&4:5:7;=
<==9988.44(33333$3:1;9975:588;5;+//77::BBCBB?@@@<99+--
-059>>>9449::33333#39991713,3<6;?;;;7703<991=887667785.../)/:)/+/:.404;;;
<A4;2;75;<<<,=<8777=8>>BBAAA@@@?8939@?998(7<;7777(7377?/74>69959>>7888.88(----
-992..2605.--'----4
@EJFW8:00704:05760
TAATACGGAGGATTCAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGTTTGATAAGTTAGAGGTGAAAT
TTCGGGGCTCAACCCTGAACGTGCCTCTAATACTGTTTAGCTAGAGAGTAGTTGCGGTAGGCGGAATGTATGGTGTAGCG
GTGAAATGCTTAGAGATCATACAGAACACCGATTGCGAAGGCAGCTTACCAAATATATCTGACGTTGAGGCACGAAAGC
GTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCGTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTCG
```

本文材料为 **BASE (Biostack Applied bioinformatic SEies)** 课程 **Linux Command Line Tools for Life Scientists** 材料，版权归 **上海逻捷信息科技有限公司** 所有。

Last Update: 2020-08-10 11:56 AM