fastx-utils: fasta/q操作通用程序

一、程序介绍

1 `fastx-utils` 为一组处理fasta/q文件的程序集合,主要使用`klib` 进行开发,包括`khash, kvect, kstring`等。

二、主程序接口

当前释放版本: version: 0.0.1-r2

1 \$ fastx-utils

```
fastx-utils <command> <arguments>
 1
    Usage:
 2
    Version: 0.0.1-r2
 3
 4
    Command:
          -- FASTA/Q Summary.
                           extract sequence information.
 6
             view
 7
             fqchk
                           fastq QC (base/quality summary).
 8
                           common transformation of FASTA/Q.
             convert
9
             info
                            calculate reads counts/base info.
10
             counts
                            calculate sequence counts.
11
             length
                            extract sequence length.
12
          -- FASTA/Q retrieve.
13
14
             filter
                            filter PE reads with Ns and Os.
15
             dedup
                            deduplication with sequence label.
16
             fetch
                            fetch by specified identifier in command line.
17
             reorder
                            reorder sequence by name.
                            extract sequence with specified identifier set.
18
             subseq
                            Find uniques sequences.
19
             uniques
20
          -- FASTA/Q Edit.
21
                            convert fasta to fake fastq with qual.
22
             fake
                            interleave two PE FASTA/Q files.
23
             interleave
             deinterleave deinterleave interleaved FASTA/Q file.
24
25
             rename
                            rename sequence identifier with specified prefix
                            and then, _1, _2, _3..., return identifier map.
26
27
             label
                            add a label before/after name to relabel sequence.
28
             truncate
                            truncate sequence to specified length L.
                            add comment information.
29
             comment
                            replace sequence name.
30
             replace
31
             strip_stop_codon strip stop codon in AA sequence.
32
          -- FASTA/Q segmentation.
33
34
                            partition fasta/q file to N files.
             partition
35
             shred
                            shred long sequence with overlapped sequence.
                            split fasta/q file with specified size.
36
             split
37
             pseudo
                           make pseudo-sequence from a fasta file.
                          fastq demultiplex using index.
38
             demultiplex
```

```
40 -- auxiliary utils.
41 revcomp revcomp DNA sequence.
42 rna2dna convert RNA to DNA sequence.
```

- 1 Licenced:
- 2 (c) 2016-2020 LEI ZHANG
- 3 Logic Informatics Co., Ltd.
- 4 zhanglei@logicinformatics.com

三、主要子命令功能介绍

主要子命令功能介绍:

统计操作

- 1. view:抽取序列文件对应的信息,以表格形式展示;
- 2. fachk: 统计序列文件的碱基组成以及质量值;
- 3. convert: 转换fastq为fasta文件;
- 4. <u>info</u>: 统计序列数,碱基数,最小长度,最大长度,GCh含量等信息;
- 5. counts: 返回序列数,输出流可以添加注释信息;
- 6. length: 根据长度区域进行过滤,或者显示每条序列的长度信息;

查询操作

- 7. filter: 质量控制,根据'N'的个数和质量值对序列进行过滤;
- 8. dedup: 根据序列的名字去除重复序列;
- 9. fetch: 根据提供的序列ID, 获取其序列;
- 10. reorder:根据提供的序列索引,对序列文件进行排序;
- 11. subseq:根据提供的序列ID,获取序列集合的交集序列或者补集序列;
- 12. uniques: 根据序列去除重复;

编辑操作

- 12. fake: 使用指定质量值构建fastq文件;
- 13. interleave: 将PE双端序列转成交叠的序列文件;
- 14. <u>deinterleave</u>:交叠的序列文件转换成PE双端序列;
- 15. rename:修改序列的名字,统一使用前缀,比如 "ZOTU_";
- 16. label:修饰序列的名字,比如添加样本信息, ";sample=X1";
- 17. truncate: 对序列进行截断操作,可指定序列长度;
- 18. <u>comment</u>: 根据Key/value 键值对,对序列进行注释;
- 19. <u>replace</u>:根据Key/value键值对,修改序列的名字;
- 20. strip stop codon: 去除序列末端的终止密码子;

分割操作

- 21. partition: 指定分割文件数,对序列文件进行拆分,返回拆分的文件数字;
- 22. shred: 将长序列拆分成具有'L'交叠长度的序列集合;
- 23. split: 通过制定序列数目,对文件进行拆分,返回拆分的文件数字;
- 24. pseudo: 对序列集合进行合并操作,合并成一条假的染色体;
- 25. <u>demultiplex</u>: 根据index数据拆分样本信息;

辅助操作

26. <u>revcomp</u>: 根据提供的序列进行反向互补;

27. <u>rna2dna</u>: 将RNA序列文件转换成;

本文材料为 BASE (Biostack Applied bioinformatic SEies) 课程 Linux Command Line Tools for Life Scientists 材料,版权归上海逻捷信息科技有限公司 所有。

Last Update: 9/2/2020 12:19:31 AM